

ACCESSORI

TRASFORMER®



HELP LAVADENTI

Ergonomico cestello a 14 scomparti, per un comodo lavaggio dei denti.



Guarda il video su: www.trasformersystem.com



COPERCHIO TRASPARENTE PER ALU BIG

Il coperchio trasparente trasforma Alu Big in una muffola trasparente. Con un cambio semplice di coperchio si passa dalla lavorazione con resina tradizionale a quelle con resine fotoindurenti.



DOUBLE BASE SPLIT CAST

Permette lo sviluppo dell'impronta con gesso in modo pulito e preciso. Grazie alla particolare conformazione della base, dopo la colata il modello presenterà uno split cast perfettamente posizionabile e adattabile a tutta la sistematica Trasformer.



CLEAN TEMP

Pratica e funzionale basetta per provvisori dotata di split cast integrato e di tre repere che identificano la sezione su cui operare. Offre velocità di impiego e risparmio di materiale.



BASE FOR PLASTER

Una base dotata di split cast che permette di adattare tutti gli articolatori in commercio alla sistematica Trasformer.



UNIVERSAL CLEAN

Di spessore ridotto, è una base studiata per il fissaggio del modello direttamente sull'articolatore grazie all'impiego del Silicone Universal.

UNIVERSAL BASE SPLIT CAST

Adattatore universale per accoppiare tutte le basi in commercio con la sistematica Trasformer.

MODEL PLATE

Per protesi mobile, è un posizionatore sull'articolatore per i modelli edentuli. Il suo utilizzo è semplice: si appoggia il vallo di masticazione con il suo modello sulla piastra; si centra sul segno di riferimento portando il vallo sul perimetro anteriore della piastra; si blocca il tutto con la cera e si procede zoccolando il silicone sulla branca montante dell'articolatore con l'Universal Clean.

