




## **NEW** MPF Honeycomb Ceramic CR & BR Stand per Impianti

Novità, per mantenere le protesi per impianti nella 'zona calda'. i perni in zirconio o di metallo hanno una base alta per corone e impianti.



### La Zona Calda – per Impianti

Perni in zirconio e metallo a forma cilindrica che mantengono le corone e gli impianti nella zona primaria, "zona più calda" di cottura del forno per la ceramica.



**Codice No. 114-3000** Supporto a Nido d'ape con 4 Pin di Zirconia per impianti


**Codice No. 114-3001** Pin di Zirconia per impianti, 4pz.

**Codice No. 114-0000** Supporto a Nido d'ape con 4 Pin di Metallo per impianti

**Codice No. 114-0001** Pin di Metallo per impianti, 4pz.


## **NEW** MPF Honeycomb Ceramic CR & BR Stand

Un supporto di cottura in ceramica per corone e ponti in grado di resistere a temperature fino a 1500° C.



**Codice No. 114-1000** Supporto a Nido d'ape con 10 Pin di ceramica

**Codice No. 114-1001** Ricambio Pin Ceramica, 10pz.



**Codice No. 114-2000** Supporto a Nido d'ape con 10 Pin di Metallo

**Codice No. 114-2001** Ricambio Pin di Metallo, 10pz.



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151

## MPF Honeycomb Ceramic Veneer Stand per faccette



### La Zona Calda – per faccette

Progettato di uno spessore di 20 mm, questo supporto a nido d'ape alza istantaneamente le faccette nella primaria 'zona calda' di cottura del vostro forno per la ceramica.

**Codice No. 114-4000** Supporto di ceramica per Faccette

## **NEW** MPF Crown Holder

Strumento per tenere in sicurezza corone e faccette mentre si lavora, senza scheggiature o marcature.



### **Codice No. 152-0001**

MPF Crown Holder manico da 4-3 mm

### **Codice No. 152-0002**

MPF Crown Holder manico da 2-1 mm



L' MPF Crown Holder è uno strumento per tenere ferme in posizione le corone e le faccette durante il lavoro, non causa scheggiature o marcature. Il materiale di gomma speciale viene applicato sulla punta desiderata che può essere con ritenzione zigrinata o a taglio. Poi, sulla gomma, viene posizionata con una leggera pressione la corona o la faccetta. La gomma adesiva è garantita a non lasciare residui appiccicosi e grassi sulla corona o sulle dita.



### **Codice No. 152-0000** MPF Crown Holder Kit completo

Include manici 4-3 mm & 2-1 mm

1 pz. Gomma Bianca & 1 pz. Gomma Nera



### **Codice No. 152-0003** MPF Gomma Bianca

### **Codice No. 152-0004** MPF Gomma Nera



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151


# MPF Accessori

## **NEW** MPF Texture Eyes

Una incredibile pasta di colore rame, che si stende direttamente sulla superficie delle vostre corone, faccette, ponti o sui modelli di gesso. Consente di vedere in modo accurato la morfologia e la tessitura perché possano essere replicate. La soluzione asciuga rapidamente, non ha contenuto di alcool e si rimuove in pochi secondi con il vapore, per ottenere una totale pulizia dai residui.



Codice No. 153-0000 MPF Texture Eyes



## MPF Rainbow Drops

Colori traccianti per masse ceramiche, liquidi e altri. Bruciano senza residui.



Codice No. 151-0000 MPF Rainbow Drops

Il Kit Include tutti i 6 colori



Codice No. 151-0001 Rosso

Codice No. 151-0002 Blu

Codice No. 151-0003 Arancione

Codice No. 151-0004 Marrone

Codice No. 151-0005 Giallo

Codice No. 151-0006 Viola

## **NEW** MPF Veneer & Crown Stabilizing Paste

Una pasta utilizzata per tenere bloccati al modello le protesi da rifinire. Tiene in modo sicuro il metallo, le corone e le faccette in ceramica, le faccette e le corone in composito. Brucia senza lasciare residui.



Codice No. 150-0001 Veneer & Crown Stabilizing Paste



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151

## MPF Peg Fix - Nuova confezione in tubetto

La nuova, rivoluzionaria, pasta refrattaria stabilizzante ecologico ottenuta dalle fibre PCW e adatta a cuocere con lo zirconio, il metallo o la ceramica. Può essere completamente rimossa dalla vostra protesi con un getto di aria compressa, lasciando completamente senza residui.



Codice No. 150-0002 MPF Peg Fix



## All Bright Diamond Paste

Applicare una piccola quantità di pasta dopo la lucidatura della ceramica o delle superfici composite per un effetto brillante, ad alta finitura Shine.



Codice No. 113-1000 MPF All Bright Diamond Paste 11gr.

## Spin Fix Firing Aid

Assicura un facile accesso e la stabilità alle corone collocate sul vassoio, adatto ai ceramisti per completare le finiture con facilità.



Codice No. 106-0000 MPF Spin Fix Firing Aid

## Agate Mixing Spatula

Realizzata in Agata brasiliana, con la coda angolare per una facile estrazione della polvere ceramica.



Codice No. 108-0000 MPF Agate Mixing Spatula

## Ceramomix™ Zirconia Spatula

strumento di miscelazione in ceramica che impedisce la contaminazione del materiale ceramico.



Codice No. 108-1000 MPF Ceramomix™ Zirconia Spatula



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151