


# MPF Rotary Instruments

## MPF White Pearl Series

Le nuove pietre abrasive in grado di affrontare tutti i materiali in ceramica, in zirconio e in disilicato di litio, a una velocità fenomenale.

## MPF ZMax

Dischi abrasivi diamantati per la zirconia. Progettati per generare il minimo calore.



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151

# MPF Rotary Instruments

## MPF Zirco Cera GSS

Dischi diamantati per rifinire zirconia e ceramica. Calore e pressione minima.



**Articolo No. 121-0001**

Zirco Cera GSS Disco Large, 22 x 4.5 mm

**Articolo No. 121-0002**

Zirco Cera GSS Disco Small, 15 x 3.5 mm

**Articolo No. 121-0003**

Zirco Cera GSS Disco, 22 x 2 mm

**Articolo No. 121-0004**

Zirco Cera GSS Disco Fine, 22 x 0.7 mm

**Articolo No. 121-0005**

Zirco Cera GSS Pietra Small 4,8 x 13 mm

**Articolo No. 121-0006**

Zirco Cera GSS Pietra Large 6,5 x 13 mm

**Articolo No. 121-0007**

Zirco Cera GSS Pietra Conica 3,5 x 11 mm

**Articolo No. 121-0008**

Zirco Cera GSS Pietra Cono Rovesciato  
12 x 6 mm

**Articolo No. 121-0009**

Zirco Cera GSS Pietra Cono Rovesciato Small  
6 x 8 mm



## MPF Rainbow Ceramic Polishers


Dischi abrasivi diamantati premium per restauri in ceramica o zirconia.



Per una riduzione minima della zona marginale della zirconia e per tutti i tipi di materiali ceramici.

**Articolo No. 122-0001**

RC Diamond Polisher Grana Grossa, Rosso, RPM 13000 - 15000



Per la riduzione minima della zona marginale della zirconia e per modellare tutti i tipi di materiali ceramici.

**Articolo No. 122-0002**


RC Diamond Polisher Grana Media, Blu, RPM 13000 - 15000



Per la rimozione di piccoli graffi su tutti i tipi di materiale ceramici.

**Articolo No. 122-0003**

RC Diamond Polisher Grana Fine, Grigio, RPM 10000 - 13000



Per la procedura finale di lucidatura ad alta brillantezza su tutti i tipi di materiali ceramici e zirconia.

**Articolo No. 122-0004**

RC Diamond Polisher Lucidatura Specchio, Yellow, RPM 8000 - 10000



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151