

NEW

POLIMERIZZATORI



NEW LIGHT BOX

Polimerizzatore compatto e moderno ad alta potenza ed efficacia che utilizza led Multi-Die di ultima generazione per compositi. Macchinario a lunga durata e basso consumo, la New Light Box risolve il problema dello strato di dispersione utilizzando una pompa che induce il sottovuoto.

Particolarmente indicata per il composito Trasformer Tras Comp, ottimizza la cottura di tutte le resine composite che polimerizzano tra 360 e 520 nm.



TRAS POLYA

Polimerizzatore dalle **dimensioni compatte, semplice e funzionale**. Opzione carico acqua manuale a pulsante, raggiunge una temperatura massima di 120° ed una pressione max in entrata di 6 bar, lo scarico di acqua e aria a fine ciclo è automatico. Dotato di un avvio automatico del counter a raggiungimento della temperatura prefissata, e del ciclo con la selezione del tempo necessario.

